

EXAMVISION™



Čestitamo vam za nakup
po meri izdelane lupe



Vsebina

Uvod	3
Preverjanje kakovosti, natančna nastavitvev in videoposnetki	
Galilean HD in Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garancija	10
Dodatna oprema za lupe ExamVision	11
Simboli in navodila za pravilno rabo	14



Uvod

Odločili ste se za nakup visokokakovostnega in preciznega orodja, ki je popolnoma prilagojeno vašim meritvam. Ker je vaša lupa precizno orodje, v primeru potrebe po prilagajanju natančno upoštevajte navodila v videoposnetkih ali pa se za pomoč obrnite na svojega prodajalca izdelkov ExamVision.

V podjetju ExamVision lahko prilagodimo delovno razdaljo vaše lupe ter nadgradimo korekcijske leče skladno s spremembo vaše dioptrije. V primeru vprašanj ali dvomov se obrnite na prodajalca izdelkov ExamVision.

Vaša lupa je izdelana skrbno in v skladu z vašimi specifikacijami. Upamo, da boste z njo popolnoma zadovoljni.



Preverjanje kakovosti, natančna nastavitve in videoposnetki



Galilean HD in Essential

Pred začetkom uporabe vaše nove lupe si oglejte videoposnetke podjetja ExamVision in zagotovite, da se vam lupa popolnoma prilega in da ustreza vaši dioptriji. Lupo smo nastavili na navedeno delovno razdaljo, merjeno od prednjega dela vašega očesa do opazovanega predmeta. Razdalja je navedena na kartici, ki potrjuje kakovost izdelka, ki je priložena vaši novi lupi.

Oglejte si videoposnetek z naslovom »Does your loupe fit correctly?« in poskrbite za dober vid, udobje ter popolno prileganje. Tako boste zagotovili pravilno višino in kot lupe, kot je prikazano na skici spodaj:



Videoposnetki

Videoposnetke podjetja ExamVision si lahko ogledate na naših kanalih na platformah YouTube in Vimeo. Če si želite ogledati videoposnetke, skenirajte kodo QR tukaj:





Preverjanje kakovosti, natančna nastavitve in videoposnetki



Kepler Kompakt

Pred začetkom uporabe vaše nove lupe si oglejte videoposnetke podjetja ExamVision in zagotovite, da se vam lupa popolnoma prilega in da ustreza vaši dioptriji. Lupo smo nastavili na navedeno delovno razdaljo, merjeno od prednjega dela vašega očesa do opazovanega predmeta. Razdalja je navedena na kartici, ki potrjuje kakovost izdelka, ki je priložena vaši novi lupi.

Ostrino lupe Kepler Kompakt morate nastaviti za vsako oko posebej, in sicer na podlagi vaše delovne razdalja. Optimalno ostrino nastavite s priloženim šesterorobnim ključem. Oglejte si videoposnetek z naslovom »Fitting your Kepler Kompakt loupe« in poskrbite za dober vid, udobje ter popolno prileganje. Tako boste zagotovili pravilno višino in kot lupe, kot je prikazano na skici spodaj:



Videoposnetki

Videoposnetke podjetja ExamVision si lahko ogledate na naših kanalih na platformah YouTube in Vimeo. Če si želite ogledati videoposnetke, skenirajte kodo QR tukaj:





Preverjanje kakovosti, natančna nastavitve in videoposnetki



Kepler Advanced

Pred začetkom uporabe vaše nove lupe si oglejte videoposnetke podjetja ExamVision in zagotovite, da se vam lupa popolnoma prilega in da ustreza vaši dioptriji. Lupo smo nastavili na navedeno delovno razdaljo, merjeno od prednjega dela vašega očesa do opazovanega predmeta. Razdalja je navedena na kartici, ki potrjuje kakovost izdelka, ki je priložena vaši novi lupi.

Ostrino lupe Kepler Advanced morate nastaviti za vsako oko posebej, in sicer na podlagi vaše delovne razdalja. Oglejte si videoposnetek z naslovom »*Fitting your Kepler Advanced loupe*« in poskrbite za dober vid, udobje ter popolno prileganje. Tako boste zagotovili pravilno višino in kot lupe, kot je prikazano na skici spodaj:



Videoposnetki

Videoposnetke podjetja ExamVision si lahko ogledate na naših kanalih na platformah YouTube in Vimeo. Če si želite ogledati videoposnetke, skenirajte kodo QR tukaj:



Garancija

5-letna proizvajalčeva garancija

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Pomnite, da naša garancija ne pokriva napak, ki nastanejo zaradi običajne obrabe, neustrezne rabe, malomarnosti, naključne škode, spreminjanja, pošiljanja v neoriginalni embalaži ali napak zaradi neustreznega prilagajanja prileganja, vzdrževanja, servisiranja ali čiščenja.

V primeru okvare pošljite napravo v popravilo svojemu prodajalcu izdelkov ExamVision.

Oglejte si tudi spletno mesto: examvision.com/warranty



Dodatna oprema za lupe ExamVision



Nastavek za nos

Prozorni silikonski nastavki za nos različnih velikosti.



Trak za lupe

Nežen, a trpežen trak za večjo varnost med uporabo lupe – s silikonskim nastavkom.



Zaponke kabel

Zaponko pritrdite za ročko lupe, nato v zaponko previdno vstavite kabel LED.



Čistilo za lupe (ne vsebuje alkohola)

Z našim čistilnim sredstvom boste svojo lupo ohranili v brezhibnem stanju. Z majhno količino čistila in krpo za leče iz mikrofibre varno očistite umazanijo, prah in mastne madeže.

Dodatna oprema za lupe ExamVision



Dezinfekcijske krpicice (ne vsebujejo alkohola)

Z našimi dezinfekcijskimi robčki boste svojo lupo ohranili v brezhibnem stanju. Dezinfekcijski robčki za enkratno uporabo so namenjeni hitremu in enostavnemu ter varnemu odstranjevanju umazanije, prahu in mastnih madežev.



Visionshield (velikosti L, XL ter MAX)

Lupo in obraz varuje pred škropljenjem in umazanijo. Enostavna namestitvev na lupe ExamVision z ježkom. Velikost L je primerna za lupe Galilean HD in Essential, velikost XL pa za lupe Kepler. Te različice vizirjev imajo odprtino za naglavno svetilko.

Visionshield Max prekriva celoten obraz ter ga je mogoče med delom enostavno namestiti na katero koli lupo ExamVision.

Visionshield ExamVision so izdelani iz gibke plastične folije, ki se ne drobi ter jo je mogoče enostavno očistiti, razkužiti in znova uporabiti.



Sideshields

Skoraj nevidna in peresno lahka stranska varovala varujejo oči pred škropljenjem in tujki. Za enkratno uporabo in na voljo v kompletu treh parov.



Dragulji

Če vam izdelava po meri preprosto ne zadostuje, lahko svojo lupo okrasite še z dragulji! 0,02-karatni (1,7 mm) diamant v srebrni kovici, ki je ročno delo danskih zlatarjev, bo še dodatno polepšal dizajnerski okvir Icon. Nudimo tudi rubine in safirje. Mi smo opremo izpopolnili. Vi jo prilagodite svojim potrebam.



Barvni konci ročk

Protialergijski konci ročk dodajo osebno noto in zgotavljajo udobno uporabo. Izdelani so iz umetne gume. Na voljo so v različnih barvah.

Popoln seznam dodatne opreme si lahko ogledate na spletnem mestu:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symbols and instructions for proper use



Proizvođač

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska
www.examvision.com



eRFU indicator

Preberite navodila za uporabo

Ali pa preberite elektronska navodila za uporabo.
Pred uporabo natančno preberite vsa priložena navodila.



Uporabniške priročnike najdete na naslovu:
examvision.com/support



Pozor. Pravilna uporaba in vzdrževanje

Vaša lupa je precizno orodje. Če želite ohraniti brezhibno stanje vaše lupe, morate zanjo ustrezno skrbeti. V primeru vsakodnevne uporabe boste morali lupo občasno servisirati. Redno preverjajte stanje lupe. Če opazite obrabo ali poškodbe ali če se vaša lupa ne prilega več tako dobro kot ob nakupu, prenehajte z uporabo in se nemudoma obrnite na svojega prodajalca izdelkov ExamVision ter se dogovorite za servis ali naročite nadomestne dele. Pri finih nastavitvah ali s privijanjem vijakov vam lahko pomaga tudi lokalni očesni strokovnjak. NE spreminjajte ali prilagajajte svoje lupe.

Alergije

Podjetje ExamVision izdeluje lupe izključno iz visokokakovostnih in nealergenih materialov. Lupa se ustrezno prilega, kadar se vašega obraza dotikajo zgolj silikonski nastavek za nos in ročki. V primeru draženja (zelo redko) se obrnite na svojega prodajalca opreme ExamVision.

Nega in čiščenje

Za čiščenje NE uporabljajte alkohola; uporabljajte izključno čistilna in razkužilna sredstva ter mehke krpe, ki ne puščajo muck, ki jih priporoča podjetje ExamVision. NE avtoklavirajte ter ne čistite z ultrazvokom. NE razkužujte z ultravijoličnim (UV) sevanjem.



Ne hranite na sončni svetlobi

Leč lupe ne puščajte neposredno na sončni svetlobi. Zaradi povečave se lahko žarki svetlobe osredotočijo, kar lahko privede do požara.



Hranite na suhem



Lomljivo, rokujte previdno



Če je embalaža poškodovana, izdelka ne uporabljajte



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com