

EXAMVISION™



Felicitări pentru ochelarii
dvs. cu lupă personalizati



Cuprins

Introducere	3
Controlul calității, reglare fină și videoclipuri	
Galilean HD és Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garantie	10
Accesorii pentru ochelarii cu lupă ExamVision	11
Simboluri și instrucțiuni pentru o utilizare corespunzătoare	14



Introducere

Ați ales un instrument de precizie de înaltă calitate, adaptat măsurătorilor dvs. În cazul în care ochelarii dvs. cu lupă trebuie reglați, vă amintim că este un instrument de precizie complex, așa că urmați cu atenție îndrumările video sau solicitați asistență dealerului local ExamVision.

ExamVision poate regla distanța de lucru a ochelarilor cu lupă și poate face un upgrade la lentilele prescrise pe măsură ce vederea dvs. se modifică în timp. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm contactați dealerul dvs. ExamVision.

Ochelarii dvs. cu lupă au fost realizați cu grijă, conform specificațiilor dvs. exacte și sperăm că sunteți 100% satisfăcut.





Controlul calității, reglare fină și videoclipuri



Galilean HD & Essential

Înainte de a utiliza noii ochelari cu lupă, vă rugăm să vizionați videoclipurile ExamVision pentru a asigura o montare și o vedere corectă. Am setat lupa la distanța de lucru dorită de dvs., de la partea din față a ochiului până la subiect. Distanța este specificată pe Cardul de calitate atașat la noii dvs. ochelari cu lupă.

Vizionați videoclipul nostru „*Does your loupe fit correctly?*” pentru o vedere clară optimă, confort și montare perfectă. Acest lucru asigură înălțimea și unghiul corect al lupei, așa cum este ilustrat mai jos:



Videoclipuri

Puteti găsi videoclipurile ExamVision pe canalul nostru de YouTube și pe Vimeo. Pentru a viziona acum, scanați codul QR aici:





Controlul calității, reglare fină și videoclipuri



Kepler Kompakt

Înainte de a utiliza noii ochelari cu lupă, vă rugăm să vizionați videoclipurile ExamVision pentru a asigura o montare și o vedere corectă. Am setat lupa la distanța de lucru dorită de dvs., de la partea din față a ochiului până la subiect. Distanța este specificată pe Cardul de calitate atașat la noii dvs. ochelari cu lupă.

Trebuie să reglați focalizarea fină a lupei Kepler Kompakt pentru fiecare ochi pe rând, la distanța dvs. de lucru. Fixați setarea optimă de focalizare folosind cheia hexagonală inclusă. Vizionați videoclipul nostru „*Fitting your Kepler Kompakt loupe*” pentru o vedere clară optimă, confort și montare perfectă. Acest lucru asigură înălțimea și unghiul corect al lupei, așa cum este ilustrat mai jos:



Videoclipuri

Puteti găsi videoclipurile ExamVision pe canalul nostru de YouTube și pe Vimeo. Pentru a viziona acum, scanați codul QR aici:





Controlul calității, reglare fină și videoclipuri



Kepler Advanced

Înainte de a utiliza noii ochelari cu lupă, vă rugăm să vizionați videoclipurile ExamVision pentru a asigura o montare și o vedere corectă. Am setat lupa la distanța de lucru dorită de dvs., de la partea din față a ochiului până la subiect. Distanța este specificată pe Cardul de calitate atașat la noii dvs. ochelari cu lupă.

Trebuie să reglați focalizarea fină a lupei Kepler Advanced pentru fiecare ochi pe rând, la distanța dvs. de lucru. Vizionați videoclipul nostru „*Fitting your Kepler Advanced loupe*” pentru o vedere clară optimă, confort și montare perfectă. Acest lucru asigură înălțimea și unghiul corect al lupei, așa cum este ilustrat mai jos:



Videoclipuri

Puteti găsi videoclipurile ExamVision pe canalul nostru de YouTube și pe Vimeo. Pentru a viziona acum, scanați codul QR aici:



Garantie

5 ani garantie de la producător

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Retineti: garan ia noastră nu acoperă defec iunile cauzate de uzura normală, utilizarea greșită, neglijen ă, deteriorare accidentală, modificare, transportul în ambalaj neoriginal sau defec iunile datorate procedurilor necorespunzătoare de montare, între inere, service sau curățare.

În cazul unei defec iuni, vă rugăm să returna i dispozitivul dealer-ului dvs. ExamVision pentru a fi reparat.

Consultati, de asemenea: examvision.com/warranty



Accesorii pentru ochelarii cu lupă ExamVision



Plachete nazale

Plachete nazale din silicon transparent, de diferite dimensiuni.



Șnur pentru gât

Șnur delicat și în același timp durabil pentru un plus de siguranță atunci când purtați ochelarii cu lupă; cu elemente din silicon.



Cleme pentru cablu

Atașati clemele pentru cablu pe brațele ochelarilor cu lupă și trageți ușor cablul cu LED în clemă.



Soluția de curățare (fără alcool)

Soluția noastră de curățare personalizată menține ochelarii dvs. cu lupă în stare perfectă. Folosiți o cantitate mică pe o cârpă din microfibră pentru lentile pentru a îndepărta în siguranță murdăria, praful și grăsimea.

Accesorii pentru ochelarii cu lupă ExamVision



Șervelele dezinfectante (fără alcool)

Șervelele noastre dezinfectante păstrează ochelarii dvs. cu lupă în stare perfectă. Aceste șervelele de curățare de unică folosință sunt o modalitate rapidă și ușoară de a îndepărta în siguranță murdăria, praful și grăsimea.



Vizieră de protecție (mărimi L, XL și MAX)

Protejează ochelarii cu lupă și fața de stropi și murdărie. Se atașează ușor la ochelarii cu lupă ExamVision folosind un adaptor Velcro. Mărimea L se potrivește cu ochelarii cu lupă Galilean HD și Essential, iar mărimea XL se potrivește cu ochelarii cu lupă Kepler. Aceste versiuni au un decupaj în vizieră pentru o lampă frontală.

Viziera de protecție MAX este o vizieră ce acoperă toată fața, fiind ușor de atașat și se poate monta pe orice tip de ochelari cu lupă ExamVision, ca parte a rutinei dvs. de muncă.

Vizierele de protecție ExamVision sunt făcute dintr-o folie de plastic flexibilă care nu se rupe, fiind ușor de curățat, dezinfectat și reutilizat.



Protectii laterale

Aproape invizibile, protecțiile laterale extrem de ușoare protejează ochii împotriva stropilor și a reziduurilor. De unică folosință, în pachete a câte trei perechi.



Bijuterii

Dacă o personalizare completă nu este suficientă, de ce să nu adăugați și un diamant? Un diamant de 0,02 carate (1,7 mm) bătut într-un știft din argint sterling, realizat manual de către un designer danez de bijuterii pentru a scoate în evidență rama frumoasă. De asemenea, sunt disponibile rubine și safire. Noi îl perfecțăm. Dvs. îl personalizați.



Capete colorate pentru brațe

Capete anti-alergice pentru brațe - personalizare și potrivire confortabilă. Fabricate din cauciuc artificial.

Disponibile într-o gamă largă de culori.

Puteti consulta lista completă a accesoriilor disponibile pe:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Simboluri și instrucțiuni pentru o utilizare corespunzătoare



Producător

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danemarca.
www.examvision.com



eFU Indicator

Citiți instrucțiunile de utilizare

Pentru versiunile digitale în diferite limbi, accesați acest link:
examvision.com/support



Atenție. Utilizare corectă și întreținere

Ochelarii dvs. cu lupă ExamVision sunt un instrument de precizie. Ca și în cazul oricărui produs de calitate, este nevoie de îngrijire corespunzătoare pentru a-i păstra în cea mai bună stare. În cazul unei utilizări zilnice normale, ochelarii dvs. cu lupă vor avea nevoie de verificări de service din când în când. Verificați-i în mod regulat. Dacă observați semne de uzură sau deteriorare, sau dacă ochelarii dvs. cu lupă s-au lărgit sau nu se mai potrivesc la fel de bine ca atunci când erau noi, întrerupeți utilizarea acestora și contactați imediat dealerul ExamVision pentru reparare și piese de schimb. Specialistul local în îngrijirea ochilor vă poate ajuta și cu mici ajustări sau strângerea șuruburilor. NU modificați și nu schimbați lupele.

Alergii

ExamVision folosește numai materiale pentru ochelari de înaltă calitate, testate împotriva alergiilor. Ochelarii dvs. cu lupă trebuie să fie fixați astfel încât doar plachetele nazale și capetele brațelor pe tâmpile să vă atingă pielea. În cazul foarte puține probabilități de iritare, contactați dealerul dvs. ExamVision.

Îngrijire și curățare

NU folosiți alcool pentru curățare. Folosiți numai produse de curățare și dezinfectare fără alcool recomandate de ExamVision și o cârpă moale, fără scame. NU autoclavați și NU utilizați metode de curățare cu ultrasunete. NU utilizați metode de dezinfectare cu imersiune UV.



A se păstra departe de lumina soarelui

Nu lăsați ochelarii cu lupă în lumina directă a soarelui. Sticla poate crea un „punct fierbinte” care poate cauza un incendiu.



Păstrați produsul uscat



Fragil, manipulați cu grijă



Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com